

Masques FFP2 / KN95



EXTERIEUR



INTERIEUR

MARQUE

PURISM

EFFICACITÉ DE FILTRATION BACTÉRIENNE

≥ 95%



SPÉCIFICATIONS

Masque 5 couches :

- Première couche : 60g/m² en tissu non tissé
- Seconde et troisième couche : 30g/m² en tissu non tissé haute efficacité, soufflé par fusion
- Quatrième couche : 50g/m² coton à air chaud
- Cinquième couche : 25g/m² en tissu non tissé

Composition :

Non-tissés liés par filage, non-tissés soufflés par fusion, coton à air chaud, pince-nez, boucles d'oreille

Performance du produit :

Ajustement parfait pour chaque visage et protection optimale. Convient pour la protection de certaines particules non huileuses, telles que le virus de la grippe, la poussière, le pollen, etc.

Temps de port recommandé :

4-8 heures, à changer entre deux actes médicaux. Après tout contact avec le masque usagé, veiller à se désinfecter les mains.

APPLICATION

Écoles, trains à grande vitesse, aéroports, transports publics et autres lieux relativement densément peuplés et environnement familial.

CONFORMITÉ

Marquage CE selon la Directive Européenne 89/686/CEE

Norme 149:2001 + A1:2009 / GB2626-2006 KN95 en lien avec le règlement CE R2016/425 (Personal Protective Equipment)



CONDITIONNEMENT

5 pcs / paquet, 4 paquets / boîte., 48 btes / carton, 960 pièces / carton,
 Dimensions du carton : 57,5 × 33,5 × 38 cm – 8,35 kg

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais, sec et propre, à l'écart du feu, entre -20 et 38 ° C avec une humidité relative inférieure à 30%.

DURÉE MAXIMUM DE STOCKAGE

3 ans