



CONTIPHARMA


a member of Bedelco group

PROTECT

Masques Chirurgicaux Purism Type IIR



EXTERIEUR



INTERIEUR

MARQUE

PURISM

EFFICACITÉ DE FILTRATION BACTÉRIENNE

≥ 99%



SPÉCIFICATIONS

Masque 3 couches :

- Première couche : tissu non-tissé étanche (nouveau tissu non-tissé) : inhibe et isole efficacement les particules et les gaz nocifs
- Seconde couche : couche filtrante haute densité (tissu non-tissé soufflé)
- Troisième couche : couche en contact direct avec la peau, en nouveau tissu non-tissé, résistant à l'humidité, permettant une respiration aisée, non toxique, non stimulant, doux et respectueux de la peau

Composition :

Tissu non tissé filé-lié, tissu non tissé soufflé par fusion, boucles d'oreille et barre de pont nasal

Temps de port recommandé :

4-8 heures, à changer entre deux actes médicaux. Après tout contact avec le masque usagé, veiller à se désinfecter les mains.

APPLICATION

pour le personnel médical pendant les opérations. Il recouvre la bouche, le nez et la mâchoire de l'utilisateur, fournissant une barrière physique pour empêcher le passage direct d'agents pathogènes, de micro-organismes, de fluides corporels et de particules. Ne pas utiliser dans un environnement traumatique.

CONFORMITÉ

Marquage CE selon la Directive Européenne 89/686/CEE
Norme EN 14683 Type IIR.

CONDITIONNEMENT

10 pcs / sachet, 5 sachets / boîte., 48 btes / carton, 2400 pièces / carton,
Dimensions du carton : 47,5 × 41,5 × 56 cm – 11,7 kg

STOCKAGE

à stocker dans un endroit gazeux sec, propre, ventilé et non corrosif, loin de sources d'ignition ou de matériaux combustibles.

DURÉE MAXIMUM DE STOCKAGE

3 ans

